

## FICHE RECOMMANDATIONS PRELEVEMENTS URETRAUX (HOMME ou FEMME)



Laboratoire de Biologie Médicale Tél : 05.65.55.26.20

### ◆ Conditions de prélèvement

Absence d'antibiothérapie

Le matin avant la toilette

Après deux heures de continence urinaire au moins



### ◆ Matériel à utiliser\*

### ◆ Recherche particulière sur prescription explicite :

- PCR *Chlamydiae*/gonocoque
- PCR *Mycoplasma genitalium*
- Culture *Mycoplasma hominis-Ureaplasma* (chez l'homme seulement)
- PCR Herpès

En l'absence de prescription spécifique, une bactériologie standard est réalisée avec recherche de gonocoque par culture

\***Matériel et conditions d'acheminement** : se reporter au document 201-ENR-PRE-PG en lien sur le guide de prélèvement « Matériel à utiliser pour le prélèvement en vue du diagnostic microbiologique d'infection génitale »

### Prélèvement

#### ◆ Homme

- Introduire l'écouvillon au niveau du méat urétral sur environ 1 cm
- Imprimer une légère rotation contre les parois pour recueillir des sécrétions et des cellules épithéliales
- Placer l'écouvillon fin dans le milieu de transport

#### ◆ Femme

#### **Rarement effectué et rarement nécessaire chez la femme**

(les autres prélèvements étant en général suffisants : endocol, vaginal)

- Après avoir installé la patiente en position gynécologique, écarter les grandes lèvres et introduire un écouvillon fin au niveau du méat urétral sur environ 1cm
- Imprimer une légère rotation contre les parois pour recueillir des sécrétions et des cellules épithéliales
- Placer l'écouvillon fin dans le milieu de transport adéquat