

CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ - LABORATOIRE DE BIOLOGIE (feuille 4)

Etiquette patient	DATE :	RENS. CLINIQUES Grossesse <input type="checkbox"/>	RESERVE LABORATOIRE Prescripteur / préleveur absent <input type="checkbox"/>
	HEURE :	Hépatite clinique <input type="checkbox"/>	Défaut d'hygiène <input type="checkbox"/>
	SERVICE :	Autres :	Echantillon inadapté <input type="checkbox"/>
			Fiche inadaptée <input type="checkbox"/>
			Echantillon mal ou non identifié <input type="checkbox"/>
			Délai d'acheminement dépassé <input type="checkbox"/>
Préleveur :	Prescripteur :		

SEROLOGIES VIH, HEPATITES, SYPHILIS (hors AES⁽¹⁾ et AEV⁽²⁾) 1 tube sec avec gel bouchon jaune

VIH

 VIH 1+2

HEPATITE A : NE COCHER QU'UNE SEULE CASE S.V.P.

- Anticorps totaux (contrôle immunité)
- IgM (infection aigüe, examen transmis + 1 tube sec gel)

HEPATITE B : NE COCHER QU'UNE SEULE CASE S.V.P.

- Dépistage sérologique VHB : Ag HBs, Ac anti HBs, Ac anti HBc
- Recherche des IgM anti-HBc (suite à la découverte d'un Ag HBs positif, transmis + 1 tube sec gel)
- Suivi hépatite B chronique : Ag HBs, Ag HBe, Ac anti-HBe (transmis : + 1 tube sec gel)
- Contrôle de guérison : Ag HBs, Ac anti-HBs
- Détermination du statut immunitaire dans le cadre d'une vaccination : Ac anti-HBs
- Surveillance de la grossesse : Ag HBs
- Titrage antigénémie HBs (surveillance traitements anti-viraux, transmis + 1 tube sec gel)

HEPATITE DELTA uniquement pour patient Ag HBs positif (examens transmis + 1 tube sec gel)

 Sérologie

HEPATITE C :

 Sérologie de dépistage

HEPATITE E :

 Sérologie (IgM) (examen transmis + 1 tube sec gel)

SYPHILIS : + 1 tube sec gel

- Dépistage
- Suivi post-traitement
- Sérologie de contrôle suite à dépistage initial TT pos / TNT neg

BIOLOGIE MOLECULAIRE (examens transmis) 1 tube EDTA bouchon violet spécifique de 6 mL par examen

VIH

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ARN quantitatif VIH 1 (charge virale) | <input type="checkbox"/> ARN quantitatif VIH 2 (charge virale) |
| <input type="checkbox"/> Séquençage VIH 1 | <input type="checkbox"/> Séquençage VIH 2 |
| <input type="checkbox"/> ADN VIH 1 + 1 tube EDTA | <input type="checkbox"/> ADN VIH 2 + 1 tube EDTA |

HEPATITE B

 ADN quantitatif (charge virale)

HEPATITE C

- ARN quantitatif (charge virale)
- Génotypage (génotype et sous-type)
- Génotypage de résistance aux traitements

HEPATITE DELTA

 ARN quantitatif (charge virale)

HEPATITE E

 ARN quantitatif (charge virale)

 AXE de LECTURE
CODE à BARRES


Etiquette UF



Etiquette patient

 AXE de LECTURE
CODE à BARRES

⁽¹⁾ AES : utiliser les feuilles de prescription spécifiques ENR-CLI-AES-004 et ENR-CLI-AES-005 (disponibles sur Kaliweb)

⁽²⁾ AEV : utiliser les feuilles de prescription spécifiques 291-ENR-PRE-AEV (disponibles sur le guide de prélèvement LABO)